

THD SURGY Mini LightScope



El proctoscopio THD SURGY MINI LED es un dispositivo médico **de un solo uso** indicado para la inspección del canal ano-rectal.

El proctoscopio THD SURGY MINI LED combina en un único dispositivo de un solo uso un práctico y liviano proctoscopio y una potente fuente de luz integrada a LED, para conseguir una visión clara y detallada de la zona de inspección.

El proctoscopio THD SURGY MINI LED está listo al uso y no precisa de otros accesorios o aparatos para ser utilizado.

Ventajas:

- no necesita una fuente luminosa agregada
- no necesita una preparación antes del uso
- elimina el riesgo de contaminación cruzada

ESPECIFICACIONES				
Ref.	Descripción	Diámetro	Largo	Ventana
800108	THD Surgy Mini LED	24 mm	122 mm	85x26 mm



THD SURGY Mini LightScope

Características

- Fabricado en Policarbonato de grado medical
- Conforme a los requisitos de bio-compatibilidad establecidos por la ISO 10993
- Auto-iluminante con luz integrada en el dispositivo
- Listo al uso
- Liviano (40g)
- Dispositivo CE de Clase I
- Confeccionado singularmente
- No Latex



Fuente de luz integrada lista al uso.
No necesita otros dispositivos para funcionar.
Iluminación extendida.

Completamente de un solo uso.
Evita todo riesgo de contaminación cruzada.



THD S.p.A. - via Industria, 1 - 42015 Correggio (RE) - Italy
Tel: 0522634311 Fax: 0522693552 email: sales@thdlab.com

www.thdlab.com