



## SPON ANAL



### Uso

Spon-Anal es una esponja comprimida, absorbible y estéril para uso hemostático, producida con gelatina neutra altamente purificada obtenida del colágeno.

### Descripción general

Este producto se utiliza durante procedimientos quirúrgicos anorrectales en los que la hemostasia tradicional es impracticable o difícil, o en los que no es oportuno utilizar otros materiales no absorbentes.

Spon-Anal absorbe unas 40/50 veces su peso en agua y se adhiere fácilmente al sitio de sangrado. La porosidad uniforme de la esponja garantiza una buena hemostasia.



Especificaciones técnicas	
Diámetro	30 mm
Longitud	80 mm

Embalaje		
Ref.	Cant.	Denominación
800050-20	20	Spon Anal