



SPON ANAL



Uso

Spon-Anal es una esponja comprimida, absorbible y estéril para uso hemostático, producida con gelatina neutra altamente purificada obtenida del colágeno.

Descripción general

Este producto se utiliza durante procedimientos quirúrgicos anorrectales en los que la hemostasia tradicional es impracticable o difícil, o en los que no es oportuno utilizar otros materiales no absorbentes.

Spon-Anal absorbe unas 40/50 veces su peso en agua y se adhiere fácilmente al sitio de sangrado. La porosidad uniforme de la esponja garantiza una buena hemostasia.



Especificaciones técnicas

Diámetro	30 mm
Longitud	80 mm

Embalaje

Ref.	Cant.	Denominación
800050-20	20	Spon Anal