




THD ANOSCOPIO DIAGNÓSTICO DE UN SOLO USO



Uso

La línea de anoscopios diagnósticos THD Diagnostic Line se compone de una amplia serie de productos, disponibles con diferentes diámetros y aperturas, para satisfacer las distintas necesidades clínicas y patológicas de los procedimientos de anoscopia en entorno ambulatorio.

Descripción general

El anoscopio está fabricado con material termoplástico de grado médico, transparente y antigolpes. El anoscopio se puede utilizar con el iluminador THD LED2000 y THD REVOLUTION (función iluminador) o con el iluminador de quirófano. El extremo moldeado de fibras ópticas,

disponible como accesorio, permite una iluminación eficiente del área de intervención, dado que la luz se dirige directamente hacia el extremo.

Cada anoscopio con su introductor está envasado individualmente.

Características


- Fabricado en policarbonato de grado médico
- Conforme a los requisitos de biocompatibilidad establecidos por la norma ISO 10993
- Perfil de introducción atraumático
- Listo para el uso
- Dispositivo CE de Clase I
- Envasado individualmente en bolsas de polietileno en un práctico embalaje con caja «Gravity Feed»
- Sin látex
- Gama completa de diámetros, longitudes y bocas
- Diámetro fácil de identificar por el color del mango
- Compatible con el iluminador THD LED2000 y THD REVOLUTION
- Se puede adaptar a otras fuentes luminosas



Ficha técnica

REF. 800020 REF. 800021
REF. 800023 REF. 800024
REF. 800026 REF. 800027

ES



		Pediatrico	Mediano	Grande
Color del mango		Naranja	Azul	Verde
d	Lumen interno	12 mm	19 mm	23 mm
D	Diámetro externo	15 mm	22 mm	26 mm
L	Longitud total	65 mm	90 mm	90 mm

THD Anoscopio diagnóstico de un solo uso		
TRUNCADO		EN BISEL
Cód.	Cant.	Denominación
800020 - 120	120	Anoscopio pediátrico truncado
800021 - 120	120	Anoscopio pediátrico en bisel
800023 - 90	90	Anoscopio mediano truncado
800024 - 90	90	Anoscopio mediano en bisel
800026 - 90	90	Anoscopio grande truncado
800027 - 90	90	Anoscopio grande en bisel

THD S.p.A. Via Industria, 1 42015 Correggio (RE), Italy – Tel +39 0522 634311 Fax +39 0522 634371 – www.thdlab.com

Administrative Offices Via per Carpi 26/b, 42016 Correggio (RE), Italy
Reg. Imp., Cod. Fisc. & VAT IT02111430357 – Capitale Sociale € 4.000.000,00 I.V.

THD360050_ES_Rev00_20180503_THD_Diagnostic Ano NS.docx