




THD LIGHTSCOPE RECTOSCOPIO



Uso

El rectoscopio THD LightScope es un producto sanitario DE UN SOLO USO indicado para el análisis del canal anorrectal y de la región distal del sigma.

Descripción general

El rectoscopio THD LightScope LED incorpora en un único producto de un

solo uso una lente de aumento. En el mango se halla el alojamiento para el uso con la fuente luminosa THD LED 2000 o THD REVOLUTION (función solo como fuente luminosa).

El rectoscopio THD LightScope LED está listo para usar y está disponible con la bomba de insuflado incluida en el suministro. Disponible en dos longitudes (200 mm y 250 mm)

Características

- Fabricado en policarbonato de grado médico
- Conforme a los requisitos de biocompatibilidad establecidos por la norma ISO 10993
- Lente con aumento 4x
- Disponible en dos longitudes (200 mm y 250 mm)
- Disponible también con insuflador de un solo uso
- Listo para el uso
- Ligero (55 g)
- Dispositivo CE de Clase I
- Envasado individualmente
- Sin látex



Ficha técnica

REF. 800080

REF. 800081

REF. 800094

REF. 800095

ES

Ventajas

- No requiere preparación antes del uso
- Elimina el riesgo de contaminación cruzada

Dimensiones		
THD LIGHTSCOPE RECTOSCOPIO		
	Mini	Maxi
Diámetro (B)	23 mm	23 mm
Longitud (A)	200 mm	250 mm

THD LightScope Rectoscopio		
Cód.	Cant.	Denominación
800080 - 10	10	THD LightScope Recto Mini con insuflador
800081 - 10	10	THD LightScope Recto Maxi con insuflador
800094 - 10	10	THD LightScope Recto Maxi
800095 - 10	10	THD LightScope Recto Mini

THD S.p.A. Via Industria, 1 42015 Correggio (RE), Italy – Tel +39 0522 634311 Fax +39 0522 634371 – www.thdlab.com

Administrative Offices Via per Carpi 26/b, 42016 Correggio (RE), Italy
Reg. Imp., Cod. Fisc. & VAT IT02111430357 – Capitale Sociale € 4.000.000,00 I.V.

THD360127_ES_Rev00_20190424_THD_Lightscope_Retto_NS.docx