




## THD SURGY LIGHTSCOPE STERILE



### Uso

El THD SURGY Light-Scope es un dispositivo medico ESTÉRIL y DESECHABLE para la investigación y cirugía del canal anal.

### Descripción general

El anoscopio THD Surgy Light-Scope combina en un dispositivo individual, un anoscopio ligero y una potente fuente de luz LED totalmente integrada para tener una visión clara y detallada del campo de inspección.

El anoscopio THD Surgy Light-Scope está listo para usar y no necesita otras herramientas.


### Características

- Hecho de policarbonato médico.
- Cumple con los requisitos de biocompatibilidad estándar de ISO 10993
- Luz propia, sin cables.
- Listo para usar
- Ligero (40 gr)
- Dispositivo CE
- Pack individual.
- Sin látex
- Esterilizado con óxido de etileno.



Ventajas

- Listo para utilizar con luz propia.
- No necesita otras herramientas.
- Amplia iluminación.
- Estéril y totalmente desechable
- Elimina el riesgo de contaminación.
- Compacto y fácil de usar



		Surgy mini	Surgy Maxi
C	Luz interna	23 mm	28 mm
B	Dimensión externa	26 mm	31 mm
A	Dimensión externa	23 mm	27 mm
LF	Longitud del dispositivo	122 mm	122 mm
Cx(LF-L)	Ventana	23x85 mm	28x85 mm



Una vez finalizado el uso, eliminar el anoscopio THD Light-Scope como un residuo hospitalario, de conformidad con la legislación vigente.



*En caso de que el anoscopio THD Light-Scope provisto de LED se deba eliminar antes del uso (por ejemplo, porque esté caducado o dañado), no eliminarlo con los residuos genéricos. Contiene componentes eléctricos.*

THD Surgy LightScope Sterile		
Cód.	Cant.	Descripción
800124	10	THD Surgy Mini LightScope sterile
800125	10	THD Surgy Maxi LightScope sterile