



THD PRESSPROBE



THD PressProbe es la innovadora sonda desechable que se utiliza con el dispositivo THD Anopress para realizar la manometría.

La sonda permite medir la presión real del tono esfinteriano medio en varias activaciones funcionales (basal, contracción y distensión).

La sonda THD Pressprobe solo debe utilizarse con el dispositivo Anopress.

La sonda THD Pressprobe no necesita calibrarse, ya que esto se realiza de forma automática al inicio de cada procedimiento.

La sonda dispone de una empuñadura ergonómica con punta totalmente atraumática, lo que garantiza la máxima comodidad del personal médico y del paciente durante la exploración. El tamaño de la sonda reproduce las condiciones existentes en las exploraciones digitales.

El paquete contiene una Probe Card que permite realizar la exploración.

THD PressProbe se empaqueta en una bolsa de polietileno junto con la Probe Card.

A continuación, la bolsa de polietileno se envasa individualmente en dos variantes de envase primario diferentes:



- THD pressProbe (BOX): caja de cartón en la que están impresas las instrucciones gráficas;
- THD PressProbe (ENV): bolsa de polietileno en la que se imprimen las instrucciones gráficas.

El THD Pressprobe es un dispositivo médico de clase IIa.

Características de THD Probe	
Diámetro de la sonda	16 mm
Longitud de la sonda	165 mm (mango incluido)
Longitud de la zona sensible	50 mm
Longitud de la línea	1000 mm
Peso	23 g
Conexión con Anopress	Luer Lock macho

PressProbe – PressKit*			
Cód.	Denominación	Cant.	Descripción
800141	THD PRESSPROBE (BOX)	1	Sonda para manometría anal en caja
800144	THD PRESSPROBE (ENV)	1	Sonda para manometría anal en bolsa
800147	THD PRESSPROBE (BOX) <i>Contiene 10 unidades del código 800141</i>	10	Sonda para manometría anal en caja
800150	THD PRESSPROBE (ENV) <i>Contiene 50 unidades del código 800144</i>	50	Sonda para manometría anal en bolsa

* ver hoja ficha técnica cód. 800040, 800134, 800165 e 800166

DISPOSITIVOS CONECTADOS		
Cód.	Denominación	Descripción
800140	THD ANOPRESS	Dispositivo para Manometría anorrectal
800198	THD PROCTOSTATION	Plataforma proctológica integrada
800194	THD PROCTO MOBILE	Plataforma proctológica portátil