



THD SENSYPROBE



THD SensyProbe es la innovadora sonda desechable que se utiliza con el dispositivo Anopress para realizar la manometría anorrectal THD.

THD SensyProbe permite medir la presión real del tono esfinteriano medio en varias activaciones funcionales (basal, contracción y distensión). Además, gracias a la presencia de un globo en el extremo de la sonda y a la conexión mediante línea específica, THD SensyProbe permite el análisis de los volúmenes de la ampolla recta y, por lo tanto, la evaluación de la sensibilidad rectal y del reflejo inhibitorio anorrectal (dicha detección es posible previo inflado del globo con el accesorio específico THD SensyProbe Accessory).

La sonda THD SensyProbe no necesita calibrarse, ya que esto se realiza de forma automática al inicio de cada procedimiento con THD Anopress.

La sonda dispone de una empuñadura ergonómica con punta totalmente atraumática, lo que garantiza la máxima comodidad del personal médico y del paciente durante la exploración. El tamaño de la sonda reproduce las condiciones existentes en las exploraciones digitales.

El paquete contiene una Probe Card que permite registrar la exploración.



Características de THD SensyProbe	
Diámetro de la membrana	16 mm
Diámetro del globo	16 mm - 70 mm
Longitud de la sonda	165 mm (mango incluido)
Longitud de la zona sensible (membrana)	50 mm
Longitud de la línea	1000 mm x 2 líneas
Peso	33 g
Conexión con Anopress	Luer Lock macho
Conexión con SensyProbe Accessory	Luer Lock hembra

REF 800192		THD SENSYPROBE	
Contenido y especificaciones			
Q.tà	Cod	Descrizione	Especificaciones
15	710010	THD SensyProbe	THD SensyProbe + Card en bolsa
15	750032	THD SensyProbe Accessory	Jeringa + grifo 3 vías