



# THD PROCTOMOBILE



**THD ProctoMobile** es una **estación proctológica portátil** para permitir al proctólogo tener a disposición un sistema de diagnóstico único, modular y ampliable, para la realización de las principales operaciones de diagnóstico, como **Manometría anorrectal**, **Ecografía transanal** y **Anoscopia de alta resolución**.



Incluye:

- 1) **THD Procto Software**  
SOFTWARE INTEGRADO PARA PROCTOLOGÍA compuesto por:
  - módulo para la gestión de Usuarios
  - módulo Base de datos de pacientes
  - módulo de Anoscopia de alta resolución (ampliación hasta 28,5X)
  - módulo de Ecografía transanal bidimensional
  - módulo de Manometría anorrectal
  - módulo de Informe
  - THD Procto Software es un dispositivo médico de clase IIA con certificado CE 1936.
- 2) **Hardware específico** compuesto por un ordenador portátil All in One con:
  - pantalla de 17" (ultra HD), disco SSD 256Gb, LAN Wireless GigaByte Ethernet, Windows 10 Professional.
- 3) **Transformador de aislamiento (880027)** – este tipo de transformador reduce la corriente de pérdida para la seguridad de los pacientes. *Certificado TÜV: EN60601-1:2006-3rd; EN60601-1-2:2007; IEC 60601-1:2005; IEC 60601-1-2:2007; TÜV-SÜD - NRTL C + US.*



Dimensiones principales de ProctoMobile			
Laptop THD ProctoMobile		Transformador de aislamiento	
Altura (ordenador cerrado)	23 mm	Altura	85 mm
Anchura frontal	410 mm	Anchura	150 mm
Profundidad	280 mm	Longitud	240 mm
Peso (sin embalaje)	2,5 kg	Peso (sin embalaje)	4,5 kg
			

Características funcionales	
Ordenador (procesador)	PC Laptop (Intel Core i5)
Memoria	8 GB
Sistema operativo	MS Windows 10
Disco duro	SSD 256 GB
Pantalla	17,3" - FULL HD UWVA 16:9 (1920x1080)
Tarjeta gráfica	Nvidia GeForce
Puertos	1 USB 2.0 (alimentado), 2 USB 3.0, 1 USB 3.1 Type-C (DisplayPort), 1 HDMI y 1 VGA, 1 conector combinado auriculares/micrófono
Conexión	LAN Gigabyte Ethernet 10/100/1000 - Wireless LAN 802.11 b/g/n
Alimentación	110V/240V - 50/60 Hz
Accesorios	Teclado y ratón inalámbricos
Nivel máximo de ampliación	28,5X

Accesorios			
REF.	Denominación	Descripción	Conexión
800227	THD HRA CAMERA 2.0	Videocámara USB de alta definición	USB 2
800179	THD EAUS PROBE 12 MHZ	Sonda ecográfica transanal de 12 MHz	USB 2
800140	THD ANOPRESS	Dispositivo para manometría anorrectal	Bluetooth

Accesorios para THD ProctoMobile				
REF.	Denominación	Cant.	Descripción	Embalaje
800191	THD LIGHT-SCOPE PROCTO HRA	10	Anoscopio HRA Light-Scope	Desechable No estéril
800150	THD PRESSPROBE (ENV)	50	Sonda para manometría anal	
800151	THD PRESSKIT (TR ENV)	50		
800152	THD PRESSKIT (FL ENV)	50		
800192	THD SENSYPROBE	15	Sonda para manometría anorrectal	

THD PROCTOMOBILE		
Can	Cód.	Descripción
1	800194	THD PROCTOMOBILE