



## THD SMOKE EVACUATOR SE02-220



### Uso

El Bovie Smoke Shark II es un aspirador de humos para reducir los riesgos en las operaciones quirúrgicas realizadas con electrobisturí. El producto emite aire no contaminado durante la intervención, eliminando así el humo quirúrgico potencialmente perjudicial de la zona operatoria.

### Descripción general

El Bovie Smoke Shark II es un aspirador de humos sumamente ligero, silencioso y compacto que permite 3 modos de conexión distintos para ofrecer la máxima flexibilidad. Un indicador de nivel situado en el panel delantero permite un control rápido de la duración restante del filtro. El Smoke Shark II dispone de botones para un ajuste sencillo de la aspiración, con indicador LED para identificar con facilidad los ajustes realizados. El pedal incorporado facilita la activación sin tener que usar las manos. Para obtener mejores resultados, utilizar con el Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206).

Datos técnicos	
Altura	15.2 cm
Anchura	27.9 cm
Profundidad	39.4 cm
Peso	4.3 kg
Corriente de alimentación	240 V CA
Frecuencia de alimentación	50-60 Hz
Nivel de ruido	≥55 dBA



## THD SMOKE EVACUATOR SE02-220: ACCESORIOS



### THD SF35 HR REPLACEMENT FILTER REF. 800200

El 35 Hr Replacement Filter es un filtro de 4 etapas diseñado para filtrar aerosoles, partículas y microorganismos de 0.1-0.2 micrones, con una eficacia del 99,99%. Un filtro de carbón garantiza la eliminación y la absorción de olores y gases tóxicos. Por su diseño, que permite 3 conexiones distintas, el producto se adapta a una gran variedad de tubos de distintos tamaños. El producto se vende por separado.



### THD SERS 2 REMOTE ACTIVATOR EZLINK REF. 800200

El EZLINK Remote Activator permite la activación automática del Smoke Shark II cuando está conectado con el Electrosurgical Unit (800182) o con el High Frequency Desiccator (800231). Se puede programar un retraso de 0 a 10 tras la desactivación del instrumento electroquirúrgico para garantizar que se captura la estela del humo residual. El producto se vende por separado.

THD SMOKE EVACUATOR SE02-220		
Código	Cant.	Descripción
800181	1	THD SMOKE EVACUATOR SE02-220
800200	1	THD SF35 HR REPLACEMENT FILTER
800201	1	THD SERS 2 REMOTE ACTIVATOR EZLINK